

NEU!

Firmware-UPDATE: 3.5.0

Ab sofort verfügbar! Firmware-Updates können über die GaitLab-App durchgeführt werden, so dass Anwender sofort Zugriff auf die neuesten Funktionen haben.

✓ **NEUE AKTIVITÄTEN:**

1. Rehabilitation
2. Crosstrainer
3. Sprint

✓ **OPTIMIERUNGEN:**

1. Radfahren
2. Golfen

ENTWICKELT, UM IHRE
ERWARTUNGEN ZU
ÜBETREFFEN



Weitere
Informationen



Auf den Inhalt kommt es an!

INTUITIVER

Für mehr Sicherheit
und Zuverlässigkeit

PERSONALISierter

Für ein individuelles
Erlebnis

ANPASSUNGSFÄHIGER

Für weniger
Unterbrechungen

NEUE AKTIVITÄTEN*

✓ REHABILITATION

Aufstehhilfe mit
einstellbarem Widerstand
und Timer

✓ CROSSTRAINER

Trainieren mit
einstellbarem Beuge- und
Streckwiderstand

✓ SPRINT

Sprinten mit verschiedenen
Möglichkeiten der
Widerstandsanzpassung

*Aktivitäten müssen in der GaitLap-
App aktiviert sein, um in der Freedom
Innovations-App angezeigt zu werden

OPTIMIERUNGEN

✓ RADFAHREN

Hindernishilfe und intuitive
Sperrre werden deaktiviert
für eine noch zuverlässigere
Performance

✓ GOLFEN

Die intuitive Sperrre wird
deaktiviert, um den
gewünschten Winkel
leichter erreichen zu
können.

✓ UPDATE FIRMWARE

1. Verbinden Sie das
PROTEOR QUATTRO mit
der GaitLab-App
2. Wählen Sie die
Registerkarte „Tools“
3. Tippen Sie auf „Update
Firmware“
4. Aktivieren Sie die Modi für
Anwender in der Freedom
Innovations-App



ERFAHREN SIE MEHR



PROTEOR
QUATTRO[®]
MICROPROCESSOR KNEE



#HUMANFIRST

20252102-DE-PL-00141-PROTEORQUATTRO

de.proteor.com

